



Anwendung des Fastjekt Autoinjektors

(Notfallmedikament (Adrenalin) bei einem allergischen Schock)

1. Die betroffene Person sollte liegen oder sitzen.
2. Der Fastjekt wird aus der Transporthülle genommen.
3. Die Farbe der Lösung wird kontrolliert: sie muss hell und transparent sein.
4. Den Fastjekt in die dominante Hand nehmen, anschließend die blaue Sicherheitskappe entfernen („Blau zum Himmel, orange zum Oberschenkel“)
5. Den Fastjekt ca. 10cm von der Außenseite des Oberschenkels entfernt halten, das orange Ende zeigt zum Oberschenkel hin. Anschließend den Fastjekt kräftig in einem rechten Winkel in die Außenseite des Oberschenkels stoßen (man hört ein Klickgeräusch) und ihn **3 Sekunden** gegen den Oberschenkel pressen.
6. Nun den Fastjekt entfernen, der orange Nadelschutz verdeckt die Nadel. Das Sichtfeld erscheint nach Verabreichung des Medikaments wesentlich dunkler.
7. Notruf 112 wählen und eine schwere allergische Reaktion (Anaphylaxie) als Verletzungsart angeben.
8. Den Betroffenen betreuen, bis der Rettungsdienst da ist. Bei Bewusstlosigkeit ist die betroffene Person in die stabile Seitenlage zu bringen.